

In []:

```
'''
If you want to implement this AI into FAKS this is the code to be used.
It's important that the text is formatted in the same way as it was during training.
That's why we have listed all the inputs the model has been trained on and in the correct
order.
Inputs: A_duration_REF A_mitr_Vmax age AI_grad AI_PHT AI_typ Andningsvariation Anomali_A
orta AO_dimensioner_Comments AO_Dsc_Rev_Holodiast AO_protes AO_sinus_vals AO_sinus_vals_
REF AO_sinus_vals_BSA AO_STJ AO_STJ_BSA AO_Vmax AO_Vmax_Valsalva AO_VTI AO_VTI_location A
orta_arcus Aorta_arcus_REF Aorta_ascendens Aorta_ascendens_REF Aorta_ascendens_BSA Aort
a_descendens Aorta_P_max Aorta_P_medel Aortaklaff_comments AV_plan_Anteriort AV_plan_Infe
riort AV_plan_Lateralt AV_plan_medel AV_plan_Septalt AVA_con_ekv AVA_con_ekv_BSA Bildkval
itet BMA BMA2 BMI BSA CI_Biplan CI_Biplan_kontrast CI_LVOT CO_Biplan CO_Biplan_kontrast C
O_LVOT Diastoliskt blodtryck Doktor_1 Doktor_2 DT DT_REF E_A E_A_REF E_mitr_Vmax EF_Sim
ps_4CH EF_Simps_4CH_REF EF_Simps_biplan EF_Simps_biplan_REF EF_Simps_biplan_kontrast EF
_teicholz_exam_position examinationType Forkalkning_Aorta Forkalkning_Mitralis Forkalknin
g_Pulmonalis Forkalkning_Tricuspidalis Formak_comments FourCH VKd fraga_transportsatt Fra
gestallning_1 Fragestellung_2 Fragestellung_3 Frekvens gender Height HF's_area HF's_area_
BSA HF's_area_BSA_REF HK_tryck_PAAT HK_visuellt HKd_RVOT1 HKd_RVOT1_REF Ho_kammare_comme
nts HR_LVOT Inledande_comments IVC_dim IVC_dim_immeasureable IVRT_REF IVSd_PLAX LA_area_
4CH LA_area_4CH_BSA LA_volym LA_volym_BSA Levervener_syst_revers Lungven_revers_syst Lung
vener_status LV_GLS LVEDd_PLAX LVEDd_PLAX_BSA LVEDd_PLAX_BSA_REF LVEDvol LVEDvol_BSA LV
EDvol_BSA_REF LVEF_max LVEF_min LVESvol LVESvol_BSA LVESvol_BSA_REF LVM LVM_REF LVMI L
VMI_REFBSA LVMI_BSA_REF LVOT_dim_s LVOT_VMax LVOT_VTI LVOT_VTI_AO_VTI LVPWd_PLAX MI_gra
d MI_typ MI_Vmax MI_VTI Mitralis_HR mitralis_P_medel Mitralisklaff_comments MV_PHT MV_pro
tes MVA_PHT Ovriga_fynd PA_acc_tid PA_tryck_min Perikardspatium Perikardspatium_betydelse
Perikardspatium_bredd_inferiort Perikardspatium_bredd_lateralt Perikardspatium_bredd_runt
_apex Perikardspatium_bredd_utanfor_HF Perikardspatium_bredd_utanfor_HK Perikardspatium_c
omments Perikardspatium_LVOT Andningsvariation Perikardspatium_LVOT_Vmax Perikardspatium_
LVOT_Vmin Perikardspatium_Mitral_E Andningsvariation Perikardspatium_Mitral_E_Vmax Perika
rdspatium_Mitral_E_Vmin Perikardspatium_subcost_utanfor_HK Perikardspatium_Tricus_E Andni
ngsvariation Perikardspatium_Tricus_E_Vmax Perikardspatium_Tricus_E_Vmin PI_grad PI_typ P
I_V_slutdiast PISA_ERO PISA_r PISA_v Pleuraspatium_vanster pulm_p_max pulm_vmax Pulmonali
sklaff_comments PVd_Vmax PVs_Vmax RAP_min Reg_Volym Rem_diagn_1 Rem_diagn_2 RIS_fragestal
ling RIS_remiss_diagnos RV_4CH RV_4CH_BSA RV_4CH_BSA_REF RV_EDarea RV_ESarea RV_FAC RV_
sPrim RVOT2_Vmax RWT Rytme S_D seg_antal ikryssade totalt Segmentering_1 Segmentering_10 S
egmentering_11 Segmentering_12 Segmentering_13 Segmentering_14 Segmentering_15 Segmenter
ing_16 Segmentering_17 Segmentering_2 Segmentering_3 Segmentering_4 Segmentering_5 Segment
ering_6 Segmentering_7 Segmentering_8 Segmentering_9 septum_d_mid septum_d_mid_REF Steno
s_Aorta SV_LVOT SV_LVOT_BSA swedac Systoliskt blodtryck TAPSE TDI_e_lat TDI_Kvot_E E TDI_
sept_e TEE_AI_grad TEE_Antikoagulantia_type TEE_comments TEE_Flode_fargdoppler TEE_kompli
kationer TEE_Lungvener_visualiserade TEE_MI_grad TEE_PFO TEE_Plack_i_aorta TEE_spontan ko
ntrast TEE_Svarighetsgrad TEE_TI_grad TEE_Va_formaksora TEE_Va_formaksora_hastighet kontr
aktion TEE_Va_formaksora_hastighet_relaxtion TI_grad TI_P_max TI_P_max_REF TI_PISA_ERO T
I_PISA_r TI_PISA_v TI_Reg_Volym TI_typ TI_vena_contracta TI_Vmax TI_Vmax_REF TI_Vmax_imm
easurabile TI_VTI Tricuspidalsklaff_comments TTE_Flode_fargdoppler TTE_Sonovue UL_Apparat
Va_kammare_comments Vena_contracta_PLAX VFs VFs_BSA Vikt VK_volym_2D_2CH diast VK_volym_2
D_2CH diast_BSA VK_volym_2D_2CH diast_BSA_REF VK_volym_2D_2CH slagvolym VK_volym_2D_2CH_
syst VK_volym_2D_2CH syst_BSA VK_volym_2D_2CH syst_BSA_REF VK_volym_2D_4CH slagvolym VK_
volym_2D_4CH slagvolym_REF VK_volym_2D_biplan diast VK_volym_2D_biplan diast_BSA VK_voly
m_2D_biplan diast_BSA_REF VK_volym_2D_biplan kontrast diast VK_volym_2D_biplan kontrast_
diast_BSA VK_volym_2D_biplan kontrast_slagvolym VK_volym_2D_biplan kontrast_syst VK_volym
_2D_biplan kontrast_syst_BSA VK_volym_2D_biplan slagvolym VK_volym_2D_biplan slagvolym_R
EF VK_volym_2D_biplan syst VK_volym_2D_biplan syst_BSA VK_volym_2D_biplan syst_BSA_REF V
K_volym_3D diast VK_volym_3D diast_BSA VK_volym_3D diast_BSA_REF VK_volym_3D EF VK_volym
_3D EF_REF VK_volym_3D slagvolym VK_volym_3D slagvolym_REF VK_volym_3D syst VK_volym_3D_
syst_BSA VK_volym_3D syst_BSA_REF VK_volym_tei diast VK_volym_tei syst VKs VKs_BSA
Example: </endoftext><s>User: Skriv en patientjournal efter en ultraljudsundersökning uti
från dessa värden: ['100 - 176', 1.2, 76, 0.0, nan, nan, 'Nedsatt', 'Tricuspid', nan, nan
, nan, 26.0, '27 - 39', 13.9, 24.0, 12.8, 1.8, nan, nan, nan, nan, '10,3 - 10,3', 35.0,
'25 - 38', 18.7, nan, 13.0, nan, 'Inga vegetationsmisstänkta förändringar.', nan, nan, na
n, nan, nan, nan, nan, 'Normal', 'ala', nan, 23.5, 1.87, nan, nan, nan, nan, nan, 80
.0, nan, nan, nan, '142 - 258', 0.8, '0,96 - 1,32', 0.96, nan, '53 - 73', nan, '54 - 74',
nan, 59.0, nan, nan, 'Förtjockad', nan, nan, nan, nan, 34.0, 'Säng', nan, nan, nan, 80.0,
'Kvinna', 175.0, 26.0, 13.9, '6 - 11', nan, 'Nedsatt', 19.0, '22 - 40', 'Tricuspidalisins
ufficiensens Vmax svåravgränsad. ', nan, nan, 21.0, nan, '73 - 101', 16.0, 25.0, 13.3689
8395721925, nan, nan, nan, nan, nan, nan, 33.0, 17.65, '23 - 31\t32 - 34\t35 - 37\t ≥ 37
', nan, nan, nan, '29 - 61', nan, 55.0, nan, nan, '6 - 22', 190.0, 162, 102.0, 95, '43 - 95\t9
```

In []:

In []:

```
#code to implement in FAKS

device = "cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("saved_place_finetunedModel")
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("saved_place_finetunedModel")
model.eval()
model.to(device)

input_text = f"<|endoftext|><s>User: Skriv en patientjournal efter en ultraljudsundersökning utifrån dessa värden: {input_from_FAKS}<s>Bot:"
prompt = input_text.strip()

token_count = len(tokenizer.encode_plus(prompt) ["input_ids"])
max_token_count = 2048 - 140

if token_count > max_token_count:
    end_index = len(prompt) - 7
    end_seq = prompt[end_index:]
    tokens = tokenizer.encode_plus(prompt[:end_index]) ["input_ids"]
    tokens = tokens[:max_token_count]
    prompt = (tokenizer.decode(tokens) + (end_seq)).strip()

generator = pipeline('text-generation', tokenizer=tokenizer, model=model, device=device)
generated = generator(prompt, max_new_tokens=140, do_sample=True, temperature=0.47, top_p=1, top_k=23, repetition_penalty=1.05) [0] ["generated_text"]

index_bot = generated.find("Bot")
new_string = generated[index_bot + 4:]
new_text = new_string.strip()
print(new_text)
```